

Allergie ?

Allergie-Screening

In Industrieländern leiden 20-30 % der Bevölkerung unter Allergien. Studien belegen eine eindeutige Zunahme allergischer Erkrankungen in den letzten Jahren.

Folgeerscheinungen einer nicht oder zu spät diagnostizierten Allergie können beispielsweise Asthma bronchiale oder sogar ein lebensbedrohlicher Kreislaufschock sein.

Bei Patienten mit Heuschnupfen ist häufig eine pollenassoziierte Nahrungsmittelallergie anzutreffen.

Ziel einer sinnvollen, effizienten Primärdiagnostik von Allergien ist es daher, **sensibilisierte Patienten frühzeitig zu erkennen**, um präventive Maßnahmen oder eine adäquate Folgetherapie einzuleiten.

PolyCheck - zur Primärdiagnose von Allergien

- Einzelergebnisse schon nach 2,5 Stunden
- Nur 400 µl Serum werden pro Testchip benötigt (20 Einzelallergen-Testungen)
- Integrierte Standardreihe auf jedem Testchip
- Kompletter Befundbericht, Angabe je Einzelallergen in kU/l und 0 - 6 Rast-Klassen
- Einfache Durchführung, gebrauchsfertige Reagenzien
- Objektive Auswertung mit Scanner-System
- Sinnvolle Allergenzusammenstellung nach Relevanz und Häufigkeit
- Gute Korrelation zur Klinik des Patienten
- Der Test ist in EBM und GOÄ aufgeführt

PolyCheck Allergie ist erhältlich für

- MKPPC 1 Pädiatrie-Screen:**
20 Einzelallergene (Inhalations- und Nahrungsmittelallergene deren Sensibilisierung häufig bei Kindern gefunden werden)
- MKIPC 1 Inhalations-Screen:**
20 Einzelallergene
- MKFPC 1 Nahrungsmittel-Screen:**
20 Einzelallergene
- MKMPC 1 Mediterran-Screen:**
20 Einzelallergene deren Sensibilisierung besonders in Südeuropa eine Rolle spielt



Allergie ▼ Milenia Biotec GmbH · Versailler Str. 1 · 35394 Gießen

Autoimmun ▼ Tel: ++49 (0) 641-94 888 3-0 · Fax: ++49 (0) 641-94 888 3-80

Immunologie ▼ Internet: www.milenia-biotec.de · E-mail: info@milenia-biotec.de

Infektion ▼ Geschäftsführer: Dr. Ralf Dostatni · HRB 6805 Gießen · USt-IdNr.: DE813002127

Verfügbare Panels:


Pädiatrie



Inhalation



Nahrungsmittel



Mediterranean



Das PolyCheck Allergie-System bietet Ihnen durch seine umfassende, effektive Zusammenstellung von je 20 Einzelallergenen in den Screening-Panels

- Pädiatrie (MKPPC)
- Inhalation (MKIPC)
- Nahrungsmittel (MKFPC)
- Mediterranean (Südeuropa) (MKMPC)

die Möglichkeit, Ihre Patienten frühzeitig als Allergiker zu identifizieren.

PolyCheck hilft Ihnen, Allergien einfach, schnell und sicher abzuklären.